

Новейшая разработка
в миниатюрной упаковке

LUREAQU

SERUM BOOSTER

(заявленный патент)



SERUM BOOSTER – компактный многофункциональный прибор для ухода за лицом

Это устройство, которое было заявлено на патент как самое компактное в своем классе, создавалось в течение двух лет.

Устройство использует уникальный высокочастотный "импульс" и красный светодиод, чтобы придать коже вокруг глаз и рта упругость и сияние. А благодаря простой конструкции без переключателя, его легко использовать и удобно носить с собой. Кроме того, он поддерживает зарядку через Type-C, что позволяет ухаживать за собой даже в дороге.



Электропорация

Проникновение косметических компонентов



RF-терапия

Согревающий эффект



Красные светодиоды


Активизирует работу клеток кожи, повышает упругость и сияние

Уход за областью вокруг глаз и рта



Высокочастотная форма волны, разработанная специально для точечного ухода

80,000Hz




Низкочастотные диапазоны, как считается, являются относительно недорогими в освоении. Чем выше частота, тем более гладкой и комфортной она ощущается на коже, а также тем глубже проникает в мышцы. Самыми высокими частотами обладают высокочастотные диапазоны. Частота 80 000 Гц, используемая в бустере, представляет собой особый высокочастотный «импульс». Он воздействует не только на глубокие мышцы, но и оказывает термическое воздействие за счет джоулевого нагрева, а также способствует проникновению косметических ингредиентов в кожу благодаря электропорации.

Электропорация & RF-терапия


Доставка косметических компонентов
в глубокие слои кожи

Ионофорез



Скорость проникновения 30%


Электропорация



Скорость проникновения 90%

Прогрев глубоких слоев кожи
и воздействие на мышцы

RF-терапия



Упругость и эластичность кожи

Профилактика морщин
и дряблости


Улучшение увлажняющей
функции

Сияние кожи

Выработка коллагена за счет джоулевого тепла !

Кожа и подкожная клетчатка обладают электрическим сопротивлением, и когда через них проходит радиочастотный ток, это сопротивление генерирует джоулево тепло (резистивное тепло), которое повышает температуру дермы и заставляет коллагеновые волокна сокращаться, создавая немедленный укрепляющий эффект.

Красный светодиод: Специально подобранная длина волны "625 нм"



Мы уделили особое внимание и длине волны красного светодиода, выбрав популярную в бьюти-индустрии и косметологии длину волны 625 нм, которая усиливает увлажнение кожи. Более того, благодаря встроенной конструкции устройства кожу возможно обрабатывать с «нулевого расстояния». В сочетании с высокочастотным воздействием, достигающим глубоких мышц, это способствует подтяжке кожи и беспрепятственному, интенсивному устранению застойных явлений!

Компактный размер


Секрет высокочастотных диапазонов



電池放電特性

- 規格値： 約 1 時間 at 500 Ω
- 測定結果： 65 分

時間(分)	電池電圧(V)
0	4.174
5	4.042
10	4.018
15	3.957
20	3.887
25	3.834
30	3.775
35	3.698
40	3.624
45	3.564
50	3.507
55	3.442
60	3.364
65	3.215



Когда мы только начали разрабатывать этот продукт, емкость его аккумулятора была небольшой, а энергопотребление на высоких частотах — высоким. Это означало, что его хватало всего на 10 минут использования.

Мы потратили два года на его совершенствование. Мы добавили в устройство «управляющую форму сигнала», которую трудно воспроизвести в высокочастотных диапазонах. Кроме того, мы тщательно настроили частоты, чтобы ощущения и эффект не менялись даже при включении и выключении устройства.

В результате наших усилий мы смогли добиться более чем 50-минутного времени работы, несмотря на его компактные размеры. Также стоит отметить, что благодаря функции «без переключателя» мы значительно снизили ненужное энергопотребление.

Сравнение по параметрам

Бустер



Размер, вес

**約7.2 × 2cm
14.5g**

Цена

9,680円

Dr. Scalp II



Размер, вес

約19 × 4.8cm
168g

Цена

165,000円

Cellcure



Размер, вес

約16 × 5.6cm
136g

Цена

19,3,600円

Liftune



Размер, вес

約21 × 6cm
180g

Цена

118,800円

Medicube



Размер, вес

約18 × 3.4cm
155g

Цена

45,000円

WILLA JOURNAL

Как использовать продукт



Возьмите в руку необходимое количество интенсивного восстанавливающего геля (продается отдельно) и нанесите его на проблемные участки, уделяя особое внимание области вокруг глаз и рта.



Возьмите прибор пальцами ближе к кончику и медленно, плавно, без нажима перемещайте его по области, на которую нанесли гель или сыворотку



Пожалуйста, будьте особенно аккуратны с кожей вокруг глаз. На нижней части прибора есть зеркало.



Вы также можете снять колпачок и использовать его вместе с интенсивным восстанавливающим гелем, чтобы создать универсальное средство для ухода за лицом.

* Устройство активируется, когда вы берёте за ручку и прикладываете её к коже. Когда вы отпускаете ручку, устройство отключается. Вибрация отсутствует.

* Пожалуйста, убедитесь, что чёрная крышка в нижней части устройства плотно закрыта.

* Рекомендуемое время: 1-2 минуты на каждый участок

* Область, которая соприкасается с вашей кожей, покрыта металлом. Если у вас аллергия на металлы, пожалуйста, протестируйте перед использованием.

LYREI



<https://lelumiss.ru/>